



Camilla traslado 2 Secciones

Barandillas y Ruedas 180x60 cm

REF. CC1-60-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla traslado 2 Secciones Barandillas y Ruedas 180x60 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	180 cm
Ancho	60 cm
Altura	75 cm
Secciones	2
Cabezal	Abatible, cremallera
Barandillas	Abatibles
Ruedas	100 mm, 2 con freno
Estructura	Acero cromado
Marcado CE	Si
Garantia	2 años
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfección
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE