

Camilla de Traslado de 2 Secciones con Barandillas y Ruedas

Ref. CC1-60-N
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla de Traslado de 2 Secciones con Barandillas y Ruedas. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018	Peso:	38 kg
Dimensiones:	180 x 60 x 75 cm	Garantía:	Instalación incluida
SKU:	CC1-60-N	EAN:	8436615460458

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion, aceites y manchas

COLORES DISPONIBLES

						
2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR		Servicio tecnico		Fabricado en Espana	