



Camilla Hidraulico traslado 2 Secciones Barandillas Portasueros

REF. CC6-60-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hidraulico traslado 2 Secciones Barandillas Portasueros. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	190 cm
Ancho	60 o 70 cm
Altura min	56 cm
Altura max	98 cm
Elevacion	Bomba hidraulica
Barandillas	Abatibles
Portasueros	Regulable, incluido
Ruedas	150 mm, 2 con freno
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE