

Camilla Hidraulica de Traslado de 2 Secciones con Barandillas y Portasueros

Ref. PRO0131

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hidraulica de Traslado de 2 Secciones con Barandillas y Portasueros. Elevación hidráulica por pedal Acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018	Peso:	67 kg
Dimensiones:	192 x 80 x 52 cm	Ajuste de altura:	Regulable (hidráulica)
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	PRO0131		

IDEAL PARA

Traslado de pacientes entre plantas, servicios y zonas asistenciales en hospitales, clínicas y residencias. Las barandillas abatibles y el portasueros integrado permiten mover al paciente con seguridad manteniendo la sueroterapia durante el trayecto, y la elevación hidráulica por pedal facilita las transferencias cama-camilla sin depender de toma de corriente.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion, aceites y manchas

COLORES DISPONIBLES

						
2 anos garantia	Envío gratis +600 EUR		Servicio tecnico		Fabricado en Espana	