



Camilla Electrica 2 Secciones
Trendelenburg Piston Gas

REF. E10T-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica 2 Secciones Trendelenburg Piston Gas. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	190 cm
Ancho	62 o 70 cm
Altura min/max	59 - 105 cm
Secciones	2
Elevacion	Electrica vertical sin desplazamie
Posicion Trendelenburg	Si
Cabezal	50 cm, piston gas
Estructura	Acero epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL
GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com
info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE



ATENCION COMERCIAL

+34 696 182 351



EMAIL

info@mobiliariosanitario.com



WEB

www.mobiliariosanitario.com