

Camilla Electrica de 3 Secciones con 2 Motores y Posicion Cardiaca

Ref. E143S-2-62-N
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica de 3 Secciones con 2 Motores y Posicion Cardiaca. 2 motores eléctricos (altura y sección central) Posición sillón con reposapiés Posición Trendelenburg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018 pintado en epoxi blanco	Peso:	60 kg
Dimensiones:	192 x 80 x 52 cm	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	E143S-2-62-N

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites y manchas

2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana