

Camilla Electrica de 3 Secciones con Posicion Sillon y Reposapiés

Ref. PRO0116

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica de 3 Secciones con Posicion Sillon y Reposapiés. Regulación de posición Estructura acero cromado Tapizado espuma alta densidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018	Peso:	90 kg
Dimensiones:	195 x 75 x 80 cm	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0116

IDEAL PARA

Consultas de extracción de sangre, oncología, hemodiálisis y tratamientos ambulatorios. Recomendado para laboratorios de análisis clínicos, hospitales y clínicas que realizan procedimientos de larga duración.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion, aceites y manchas

COLORES DISPONIBLES

						
2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana			