



## Camilla Electrica Pedal Neumatico Cabezal Piston Gas 190x70 cm

REF. E8CP-N

Fabricacion Espana



### RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica Pedal Neumatico Cabezal Piston Gas 190x70 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	190 cm
Ancho	62 o 70 cm
Altura min/max	47 - 86 cm
Secciones	2
Elevacion	Electrica + pedal neumatico
Cabezal	50 cm, piston gas
Agujero facial	Si, con tapon
Estructura	Acero epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



### APLICACIONES RECOMENDADAS



### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

**CE**