


Camilla Electrica de 2 Secciones con Pedal Neumatico y Cabezal Multiposicion

Ref. PRO0126

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica de 2 Secciones con Pedal Neumatico y Cabezal Multiposicion. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018, Espuma, Sintético	Peso:	80 kg
Dimensiones:	195 x 75 x 80 cm	Garantía:	Instalación incluida
SKU:	PRO0126		

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion, aceites y manchas

COLORES DISPONIBLES

						
2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana			