


Camilla Electrica de 2 Secciones con Pedal Neumatico y Piston de Gas

Ref. E8CP-80

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Electrica de 2 Secciones con Pedal Neumatico y Piston de Gas. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material: Acero AISI 1018
Dimensiones: 192 x 80 x 52 cm
SKU: E8CP-80

Peso: 55 kg
Garantía: Instalación incluida

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites v manchas

2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana