

Camilla Ginecologica de 3 Secciones con Piston de Gas y Perneras

Ref. G10P
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica de 3 Secciones con Piston de Gas y Perneras. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018, Espuma, Poliuretano (PU	Peso:	34 kg
Dimensiones:	172 x 60 x 80 cm	Garantía:	Instalación incluida
SKU:	G10P		

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites y manchas

2 años garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana