

Camilla Ginecologica Manual de 3 Secciones con PERNERAS de 172 x 60 cm

Ref. G3P

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica Manual de 3 Secciones con PERNERAS de 172 x 60 cm. Respaldo y piecero abatibles manualmente Asiento con escotadura y bandeja inoxidable Juego de perneras regulables en altura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018 cromado	Peso:	30 kg
Dimensiones:	172 x 60 x 80 cm	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	G3P

IDEAL PARA

Consultas de ginecología y obstetricia, centros de salud y clínicas que buscan una camilla ginecológica robusta y económica, sin dependencia eléctrica, con perneras regulables y bandeja inoxidable para exploración.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites v manchas

2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana