



## Camilla Ginecologica Trendelenburg

3 Secciones 172x60 cm

REF. GT10P-N

Fabricacion Espana



### RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica Trendelenburg 3 Secciones 172x60 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	172 cm
Ancho	60 cm
Altura	80 cm
Posicion Trendelenburg	-20 grados, piston gas
Inclinacion respaldo	80 grados
Pernas	Regulables
Estructura	Epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfección
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



### APLICACIONES RECOMENDADAS



### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

**CE**