



Camilla Ginecologica Electrica

Trendelenburg 2 Motores 192x80

REF. GT16P-2-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica Electrica Trendelenburg 2 Motores 192x80. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	192 cm
Ancho	80 cm
Altura min/max	68 - 98 cm
Secciones	3
Motores	2 independientes
Posicion Trendelenburg	-20 grados
Pernas	Poliuretano, regulables
Elevacion	Electrica
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE