

Camilla Ginecologica Electrica de 3 Secciones con 2 Motores y Posicion Trendelenburg

Ref. GT16P

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica Electrica de 3 Secciones con 2 Motores y Posicion Trendelenburg. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero AISI 1018, Espuma, Poliuretano (PU	Peso:	34 kg
Dimensiones:	192 x 80 x 52 cm	Garantía:	2 años
SKU:	GT16P		

IDEAL PARA

Consultas de ginecología y obstetricia, clínicas de fertilidad y hospitales que necesitan posición Trendelenburg eléctrica para exploraciones y procedimientos, con regulación motorizada de altura y respaldo y perneras regulables.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites v manchas

2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana