

Camilla Ginecologica Electrica de 3 Secciones con Piston de Gas y Posicion Trendelenburg

Ref. GT16E
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Ginecologica Electrica de 3 Secciones con Piston de Gas y Posicion Trendelenburg. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Metal, Espuma, Acero inoxidable	Peso:	34 kg
Dimensiones:	172 x 60 x 80 cm	Acabado:	Pulido, acabado satinado
Garantía:	Instalación incluida	SKU:	GT16E

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites v manchas

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana
-----------------	-----------------------	------------------	---------------------