



## Camilla Hidraulica 3 Secciones

### Trendelenburg 190x70 cm

REF. H143S-N

Fabricacion Espana



#### RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hidraulica 3 Secciones Trendelenburg 190x70 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	190 cm
Ancho	70 cm
Altura min/max	50 - 93 cm
Secciones	3
Posicion Trendelenburg	Si
Elevacion	Bomba hidraulica
Cabezal	50x70 cm, piston gas
Estructura	Acero epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



#### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



#### APLICACIONES RECOMENDADAS



#### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

#### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



#### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

**CE**