



Camilla Hidraulica 2 Secciones

Piston Gas Cabezal 190x70 cm

REF. H8CP-62-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hidraulica 2 Secciones Piston Gas Cabezal 190x70 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	190 cm
Ancho	62 o 70 cm
Altura min/max	47 - 86 cm
Secciones	2
Elevacion	Bomba hidraulica
Cabezal	Piston de gas
Agujero facial	Si, con tapon
Estructura	Acero epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE