



## Camilla Hidraulica Pedal Neumatico 2 Secciones Orificio Facial

REF. H8RP-62-N

Fabricacion Espana



### RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hidraulica Pedal Neumatico 2 Secciones Orificio Facial. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	220 cm con cabezal
Ancho	62 cm
Altura min/max	47 - 86 cm
Secciones	2
Elevacion	Bomba hidraulica + pedal neumatico
Orificio facial	Si, con tapon
Cabezal	Multiposturas extraible
Estructura	Acero epoxi blanco
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



### APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

**CE**