

Portasueros Cromado de 4 Ganchos con Base de Aluminio

Ref. P622
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Portasueros Cromado de 4 Ganchos con Base de Aluminio. Base con ruedas y freno Ganchos resistentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Aluminio, Acero	Peso:	4 kg
Dimensiones:	60 x 60 x 150 cm	Acabado:	Cromado brillante
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	P622	EAN:	8436615460212

IDEAL PARA

Consultas médicas, oncología, hemodiálisis, urgencias y cualquier entorno clínico donde se realicen tratamientos de sueroterapia o perfusión intravenosa.

COLORES DISPONIBLES



2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana