

Mesa Mayo Top de Alta Gama en Acero Inoxidable

Ref. PRO0001  
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo Top de Alta Gama en Acero Inoxidable. Acero inoxidable grado médico Soldaduras de taller.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                      |                                         |                         |                                      |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Material:            | Acero inoxidable                        | Peso:                   | 18 kg                                |
| Dimensiones:         | 70 x 50 x 105 cm                        | Acabado:                | Pulido, acabado satinado             |
| Bandeja:             | 490 x 690 mm, giratoria 360°, extraíble | Altura regulable:       | 930 - 1330 mm (elevación hidráulica) |
| Ruedas:              | 4 ruedas de 75 mm, 2 con freno          | Distancia entre ruedas: | 600 x 400 mm (rueda a rueda)         |
| Peso máximo bandeja: | 15 kg                                   | Normativa:              | Marcado CE (uso sanitario)           |
| Garantía:            | 2 años                                  | SKU:                    | PRO0001                              |

IDEAL PARA

Quirófanos, salas de curas, consultas de cirugía menor y cualquier entorno clínico que exija materiales con certificación sanitaria europea y resistencia a la desinfección continua.

DIAGRAMA DE MEDIDAS (RUEDA A RUEDA)



COLORES DISPONIBLES

|                 |                       |                  |                     |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 2 anos garantia | Envio gratis +600 EUR | Servicio tecnico | Fabricado en Espana |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|