



## Mesa Mayo Top Alta Gama Acero

### Inoxidable

REF. PRO0001

Fabricacion Espana



#### RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo Top Alta Gama Acero Inoxidable. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Bandeja     | 490 x 690 mm, extraible, 360 grado |
| Altura min  | 930 mm                             |
| Altura max  | 1330 mm                            |
| Elevacion   | Hidraulica, bomba lateral          |
| Fundas      | Telescopicas                       |
| Ruedas      | 75 mm, 2 con freno                 |
| Material    | Acero inoxidable AISI304           |
| Marcado CE  | Si                                 |
| Garantia    | 2 anos                             |
| Fabricacion | Espana                             |



#### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



#### APLICACIONES RECOMENDADAS

|            |                   |                   |                      |                    |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| H          | +                 | M                 | F                    | S                  |
| Hospitales | Clinicas privadas | Consultas medicas | Centros fisioterapia | Centros sanitarios |



#### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

#### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



#### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE