

Mesa Mayo Giratoria Ligera de Acero Inoxidable

Ref. PRO0002
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo Giratoria Ligera de Acero Inoxidable. Acero inoxidable grado médico Soldaduras de taller.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	12 kg
Dimensiones:	65 x 45 x 100 cm	Acabado:	Pulido, acabado satinado
Bandeja:	490 x 690 mm, giratoria 360° con desplaz	Altura regulable:	930 - 1330 mm (elevación hidráulica)
Ruedas:	3 ruedas de 75 mm, 2 con freno	Distancia entre ruedas:	40 cm trasera, 60 cm delantera (base de
Peso máximo bandeja:	15 kg	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0002

IDEAL PARA

Quirófanos, salas de curas, consultas de cirugía menor y cualquier entorno clínico que exija materiales con certificación sanitaria europea y resistencia a la desinfección continua.

DIAGRAMA DE MEDIDAS (RUEDA A RUEDA)



COLORES DISPONIBLES

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana
-----------------	-----------------------	------------------	---------------------