



Mesa Mayo Giratoria Ligera

Inoxidable

REF. PRO0002

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo Giratoria Ligera Inoxidable. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bandeja	490 x 690 mm, extraíble, 360 grado
Desplazamiento frontal	150 mm
Altura min	930 mm
Altura max	1330 mm
Elevacion	Hidraulica
Ruedas	3 ruedas, 2 con freno
Material	Acero inoxidable AISI304
Marcado CE	Si
Garantia	2 años
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Fácil limpieza y desinfección
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS



Hospitales



Clinicas
privadas



Consultas
medicas



Centros
fisioterapia



Centros
sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los
mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas
europeas. Marcado CE garantiza
de calidad y seguridad.

CE