

Mesa Mayo con Bandeja Giratoria de 360 Grados en
Acero Inoxidable

Ref. PRO0003
Fabricacion: Espana - Marcado CE




RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo con Bandeja Giratoria de 360 Grados en Acero Inoxidable. Bandeja giratoria 360° Elevación hidráulica 4 ruedas de 75mm (2 con freno).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable AISI 304 (espesor desde	Peso:	15 kg
Dimensiones:	65 x 45 x 100 cm	Bandeja:	490 x 690 mm, giratoria 360°
Altura regulable:	920 - 1310 mm (elevación hidráulica)	Ruedas:	4 ruedas de 75 mm, 2 con freno
Distancia entre ruedas:	600 x 400 mm (rueda a rueda)	Peso máximo bandeja:	15 kg
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	PRO0003		

DIAGRAMA DE MEDIDAS (RUEDA A RUEDA)



2 anos garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana