

Mesa Mayo Hidraulica Regulable en Altura

Ref. PRO0004

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo Hidraulica Regulable en Altura. Elevación hidráulica por pedal Acero inoxidable.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	20 kg
Dimensiones:	70 x 50 x 105 cm	Ajuste de altura:	Regulable (hidráulica)
Acabado:	Pulido, acabado satinado	Bandeja:	490 x 690 mm, extraíble
Altura regulable:	900 - 1300 mm (elevación hidráulica)	Ruedas:	4 ruedas de 75 mm, 2 con freno
Distancia entre ruedas:	620 mm (rueda a rueda, base en cruz)	Peso máximo bandeja:	15 kg
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	PRO0004	EAN:	8436615460496

IDEAL PARA

Consultas de medicina general, fisioterapia, dermatología y especialidades que requieran regulación de altura sin dependencia eléctrica. Especialmente indicada para centros con cortes de luz frecuentes o zonas sin toma de corriente en la sala de exploración.

DIAGRAMA DE MEDIDAS (RUEDA A RUEDA)



COLORES DISPONIBLES

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana
-----------------	-----------------------	------------------	---------------------