

Mesa Mayo con Bandeja Extraible de Acero
Inoxidable

Ref. PRO0005
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Mayo con Bandeja Extraible de Acero Inoxidable. Acero inoxidable grado médico Soldaduras de taller.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	10 kg
Dimensiones:	60 x 40 x 95 cm	Acabado:	Pulido, acabado satinado
Bandeja:	350 x 570 mm, extraíble	Altura regulable:	700 - 1300 mm (elevación manual, bloqueo)
Ruedas:	4 ruedas de 75 mm, 2 con freno	Distancia entre ruedas:	480 mm (rueda a rueda, base en cruz)
Peso máximo bandeja:	15 kg	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0005
EAN:	8436615460397		

IDEAL PARA

Quirófanos, salas de curas, consultas de cirugía menor y cualquier entorno clínico que exija materiales con certificación sanitaria europea y resistencia a la desinfección continua.

DIAGRAMA DE MEDIDAS (RUEDA A RUEDA)



COLORES DISPONIBLES

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana
-----------------	-----------------------	------------------	---------------------