



Mesa de Instrumental con Bandeja

Extraible 1000x500 mm

REF. PRO0010

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa de Instrumental con Bandeja Extraible 1000x500 mm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bandeja	1000 x 500 mm, extraible
Altura	900 mm
Ruedas	75 mm, 2 con freno
Material	Acero inoxidable AISI304
Marcado CE	Si
Garantia	2 años
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS



Hospitales




Clinicas
privadas



Consultas
medicas



Centros
fisioterapia



Centros
sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los
mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas
europeas. Marcado CE garantia
de calidad y seguridad.

CE