



Carro de Curaciones 3 Bandejas
Inoxidable 660x500 mm

REF. PRO0011

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Carro de Curaciones 3 Bandejas Inoxidable 660x500 mm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bandejas	3 x 660 x 500 mm
Altura	900 mm
Anti caída	Varillas contorno
Ruedas	100 mm, 2 con freno
Protectores	4 antigolpes goma
Material	Acero inoxidable AISI304
Marcado CE	Si
Garantía	2 años
Fabricación	España



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Fácil limpieza y desinfección
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL
GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantía de calidad y seguridad.

CE



ATENCION COMERCIAL

+34 696 182 351



EMAIL

info@mobiliariosanitario.com



WEB

www.mobiliariosanitario.com