

Mesa Puente Hospitalaria Regulable para Cama

Ref. PRO0015

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Puente Hospitalaria Regulable para Cama. Acero inoxidable grado médico Soldaduras de taller.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	22 kg
Dimensiones:	80 x 55 x 95 cm	Acabado:	Pulido, acabado satinado
Bandeja:	1000 x 500 mm, extraíble	Altura regulable:	750 - 1400 mm, elevación manual con bloq
Ruedas:	4 ruedas de 75 mm, 2 con freno	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0015
EAN:	8436615460489		

IDEAL PARA

Quirófanos, salas de curas, consultas de cirugía menor y cualquier entorno clínico que exija materiales con certificación sanitaria europea y resistencia a la desinfección continua.

COLORES DISPONIBLES

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana