

Mesa Hospitalaria Auxiliar Tipo M con 2 Cajones de Acero Inoxidable

Ref. PRO0012
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Mesa Hospitalaria Auxiliar Tipo M con 2 Cajones de Acero Inoxidable. Acero inoxidable grado médico Soldaduras de taller.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	22 kg
Dimensiones:	75 x 50 x 90 cm	Acabado:	Pulido, acabado satinado
Bandeja:	600 x 400 mm, con rebordes laterales	Ruedas:	4 ruedas de 100 mm, 2 con freno
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	PRO0012		

IDEAL PARA

Quirófanos, salas de curas, consultas de cirugía menor y cualquier entorno clínico que exija materiales con certificación sanitaria europea y resistencia a la desinfección continua.

2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana
-----------------	-----------------------	------------------	---------------------