


Camilla Hospitalaria de Urgencias de 80 x 200 cm

Ref. PRO0050

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Hospitalaria de Urgencias de 80 x 200 cm. Elevación eléctrica motorizada Estructura acero alta resistencia Tapizado ignífugo clínico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Metal, Sintético	Peso:	85 kg
Dimensiones:	210 x 85 x 85 cm	Ajuste de altura:	Regulable (eléctrica)
Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)	Garantía:	2 años
SKU:	PRO0050		

IDEAL PARA

Consultas médicas, fisioterapia, traumatología y cualquier especialidad que requiera ajuste frecuente de altura de trabajo. Recomendada para centros con alta rotación de pacientes.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites y manchas

2 años garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana