

Camilla Transfer con Elevacion Hidraulica para Uso Hospitalario

Ref. PRO0051
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla Transfer con Elevacion Hidraulica para Uso Hospitalario. Elevación hidráulica por pedal Acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	120 kg
Dimensiones:	210 x 85 x 85 cm	Ajuste de altura:	Regulable (hidráulica)
Acabado:	Pulido, acabado satinado	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0051

IDEAL PARA

Consultas de medicina general, fisioterapia, dermatología y especialidades que requieran regulación de altura sin dependencia eléctrica. Especialmente indicada para centros con cortes de luz frecuentes o zonas sin toma de corriente en la sala de exploración.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion. aceites v manchas

2 años garantia

Envio gratis +600 EUR

Servicio tecnico

Fabricado en Espana