


Portapalanganas Doble de Acero Inoxidable con Ruedas

Ref. PRO0086
Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Portapalanganas Doble de Acero Inoxidable con Ruedas. Doble cubeta extraíble Base con ruedas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero inoxidable	Peso:	10 kg
Dimensiones:	65 x 45 x 90 cm	Normativa:	Marcado CE (uso sanitario)
Garantía:	2 años	SKU:	PRO0086
2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana