



Portasueros de Gravedad Baja para Clinicas

REF. PRO0100

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Portasueros de Gravedad Baja para Clinicas. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ganchos	2 (opcion 4)
Base	580 mm diametro
Ruedas	5 x 50 mm con freno
Altura min	1300 mm
Altura max	2400 mm
Regulacion	Telescopica, volante
Material	Acero inoxidable AISI304
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE