


Sillon de Tratamientos en Acero Cromado con Espuma de Alta Densidad de 165 x 50 cm

Ref. S21-N

Fabricacion: Espana - Marcado CE



RESUMEN EJECUTIVO

Sillon de Tratamientos en Acero Cromado con Espuma de Alta Densidad de 165 x 50 cm. Fabricado en España Compatible con gama Mobiliario Sanitario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material:	Acero cromado	Peso:	26 kg
Dimensiones:	165 x 50 x 55 cm	Acabado:	Cromado brillante
Garantía:	Instalación incluida	SKU:	S21-N

IDEAL PARA

Clínicas y centros sanitarios que disponen de equipamiento Mobiliario Sanitario y necesitan mantener sus equipos en óptimas condiciones de funcionamiento sin recurrir a piezas genéricas de importación.

TAPICERIA CERTIFICADA - LINEA ELITE

- Ignifuga: UNE 23.727 90 1R/M2, DIN 4102 B2, DIN EN 1021
- Proteccion PERMABLOK 3: resistente a sangre, orina y saliva
- Alta resistencia a abrasion, aceites y manchas

COLORES DISPONIBLES

						
2 anos garantia	Envio gratis +600 EUR	Servicio tecnico	Fabricado en Espana			