




## Sillon de Extraccion de Sangre con Regulacion 165x50 cm

REF. S30-N

Fabricacion Espana



### RESUMEN EJECUTIVO

Sillon de Extraccion de Sangre con Regulacion 165x50 cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	165 cm
Ancho	50 cm
Alto	55 cm
Respaldo	Piston de gas, abatible
Posicion Trendelenburg	Si, piston gas
Apoyabrazos	Poliuretano, regulables
Piecerro	Abatible manual
Niveladores	4
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



### VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



### APLICACIONES RECOMENDADAS



### CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

### VER PRODUCTO ONLINE

[www.mobiliariosanitario.com](http://www.mobiliariosanitario.com)

[info@mobiliariosanitario.com](mailto:info@mobiliariosanitario.com)



### PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

**CE**