



Sillon Electrico Extraccion Sangre

Mando Trendelenburg

REF. ST16-N

Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Sillon Electrico Extraccion Sangre Mando Trendelenburg. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clinicas, hospitales y centros sanitarios que requieren maxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	165 cm
Ancho	50 cm
Alto min/max	68 - 98 cm
Elevacion	Electrica con mando
Posicion Trendelenburg	Si
Respaldo	Abatible
Apoyabrazos	Poliuretano, regulables
Niveladores	4
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS



CALIDAD PROFESIONAL GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com

info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

CE



ATENCION COMERCIAL

+34 696 182 351



EMAIL

info@mobiliariosanitario.com



WEB

www.mobiliariosanitario.com