



Camilla de Reconocimiento 2
Secciones 180x60cm

REF. r815-60-N Fabricacion Espana



RESUMEN EJECUTIVO

Camilla de Reconocimiento 2 Secciones 180x60cm. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado para clínicas, hospitales y centros sanitarios que requieren máxima estabilidad, higiene y durabilidad.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo	180 cm
Ancho	60 cm
Altura	75 cm
Secciones	2
Cabezal	Abatible, cremallera
Estructura	Acero redondo 30 mm cromado
Tapizado	Vinilica alta densidad
Accesorio	Porta-rollo P890
Marcado CE	Si
Garantia	2 anos
Fabricacion	Espana



VENTAJAS CLAVE

- ✓ Acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosion
- ✓ Superficie antideslizante segura y profesional
- ✓ Facil limpieza y desinfeccion
- ✓ Diseñada para uso intensivo en entornos sanitarios
- ✓ Estabilidad, seguridad y durabilidad garantizadas



APLICACIONES RECOMENDADAS

H	+	M	F	S
Hospitales	Clinicas privadas	Consultas medicas	Centros fisioterapia	Centros sanitarios



CALIDAD PROFESIONAL
GARANTIZADA

Productos diseñados para cumplir con los mas altos estandares de calidad y seguridad.

VER PRODUCTO ONLINE

www.mobiliariosanitario.com
info@mobiliariosanitario.com



PRODUCTO CERTIFICADO

Fabricado conforme a las directivas europeas. Marcado CE garantiza de calidad y seguridad.

